

D. Larynxtube

Toepassingsgebied	- Onbewust slachtoffer waarbij een intubatie niet te vermijden is voor het behoud van een vrije luchtweg. - Wanneer andere technieken voor het creëren en behouden van een vrije luchtweg hebben gefaald.
Acties	- Monitoring (SpO₂, pols, bloeddruk) - IV-lijn - Pre-oxygeneren - Aspiratietoestel klaarzetten - Controleer de cuffs op lekken - Lubriceer de tube - Open de mond, pas 'jaw thrust' toe en druk de tongbasis naar beneden - Insereer de tube zonder weerstand tot het merkteken op dezelfde hoogte komt als de tandenrij - Blaas de cuffs op (het in te blazen volume lucht wordt bepaald aan de hand van de kleuren op de spuit en de kleur van de tube)
Doorverwijzing	Ja, MUG-indicatie

Maat	Patiënt	Kg/Lengte	Kleur
0	Pasgeboren	< 5 kg	Transparant
1	Baby	5-12 kg	Wit
2	Kind	12-25 kg	Groen
2.5	Kind	125-150 cm	Oranje
3	Volw	< 155 cm	Geel
4	Volw	155-180 cm	Rood
5	Volw	> 180 cm	Purper

datum	Geneesheer	Verpleegkundige
11/12/2017		