

	TRANSTHORACALE PACING	PROCÉDURE Nr7
	HFR Versie : 1	Datum : 22/01/2019

1. Toepassingsveld

Ernstige bradycardie met circulatoire collaps waarbij het gebruik van medicatie niet helpt of er geen tijd is om medicatie te proberen. Volg de aanwijzingen in SO28 Ritmestoornissen.

2. Werkwijze

1. Kleef de klefelektroden op de borst van de patiënt. Verwijder overvloedige beharing eerst. Zorg dat de huid droog is. De elektroden kunnen zowel pectoraal-apicaal (zoals bij defibrillatie) als antero-posterieur (voor –en achterzijde) geplaatst worden. Verbind de klefelektroden met de pacing kabel in het toestel.
2. Druk op de knop “PACER” om pacing mogelijk te maken.
3. Selecteer het ritme. 70 slagen per minuut is meestal voldoende.
4. Verhoog nu stelselmatig de ampèrage tot elke spike op het ECG-tracé gevolgd wordt door een QRS-complex.
5. Controleer pulsaties ter hoogte van de arteria carotis.
6. Na het opstarten van medicatie kan de pacer even op “PAUZE” gezet worden om te kijken of er eigen output is.

Hou er rekening mee dat transthoracale pacing erg oncomfortabel is bij de bewuste patiënt. Zorg daarom voor voldoende analgesie en sedatie zoals beschreven in het staand order!